



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Caspar 腰椎マイクロディस्कトミー開創器システム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Caspar 腰椎マイクロディスクトミー開創器システム

SKU RM-CLMRS-1

\$799 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	外側ブレード	40 mm
1	外側ブレード	45 mm
1	外側ブレード	50 mm
1	外側ブレード	55 mm
1	外側ブレード	60 mm
1	外側ブレード	65 mm
1	外側ブレード	75 mm
1	スペキュラ	40 mm
1	スペキュラ	45 mm
1	スペキュラ	50 mm
1	スペキュラ	55 mm
1	スペキュラ	60 mm
1	スペキュラ	65 mm
1	スペキュラ	75 mm

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ブレードエJECTA鉗子	クイックリリース式ブレード交換鉗子
1	Caspar マイクロディスクミー開創器フレーム	カウンターリトラクションフレーム
1	滅菌ボックス	整理トレイ付きアルミニウム製コンテナ

製品詳細

Caspar 腰椎マイクロディスクミー開創器システムは、腰椎椎間板および管腔の除圧術中に、障害物のない顕微鏡下での術野確保を目的として設計された、信頼性の高いクラシックな手術用開創器プラットフォームです。カウンターリトラクションフレームと交換可能なスペキュラおよび外側ブレードを組み合わせることで、嵩張る器具から手術部位を解放し、狭小ながら安定した術野コリドーを形成します。

顕微鏡下椎間板摘出術（マイクロディスクミー）や限局的な椎弓切除術向けに設計された本システムには、17個の精密な機能コンポーネントが含まれています。セット内容は、Caspar マイクロディスクミー開創器フレーム、深さ40 mmから75 mmまでの7本の外側ブレード、それに対応する40 mmから75 mmの7本のスペキュラ、および組織損傷を防ぎながら迅速かつ安全に術中のブレード交換を行うための専用ブレードエJECTA鉗子で構成されています。

耐食性に優れた医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止サテン仕上げを施しています。Retractor Makerは、システム一式を未滅菌の状態で供給し、専用の整理ラックを備えた頑丈なアルミニウム製滅菌コンテナに収納することで、迅速な回転率と長期的な耐久性を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest