



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Saxena Bone Grafting Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Saxena Bone Grafting Retractor

SKU RM-SBGR-1

\$124 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
16.5 cm Variante — Gerieft oder Kreuzgerieft	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm Variante — gerieft oder kreuzgerieft	RM-SBGR-1-2	\$149

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Saxena Bone Grafting Retractor ist ein unverzichtbarer Wundhaken für die orthopädische und rekonstruktive Chirurgie, der speziell für die zuverlässige Knochenstabilisierung und Weichteilverdrängung während der autologen Knochentransplantatentnahme entwickelt wurde. Ausgestattet mit spezialisierten, texturierten Branchen, die sicher am Beckenkamm oder an der Tibiakortikalis ankern, verhindert dieses Instrument das Abrutschen unter starkem mechanischem Zug und schützt die umliegenden neurovaskulären Bündel während des Einsatzes von Knochentreffinen und Osteotomen.

Konzipiert für häufige Autoklavierzyklen und versehen mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Herstellungsfehler, ist dieser Saxena Bone Grafting Retractor in zwei Gesamtlängen hochgradig anpassbar: eine 16.5 cm Variante (\$124), optimiert für engere Operationsfelder, und eine verlängerte 25.5 cm Variante (\$149) für eine größere Reichweite in tieferen OP-Gebieten. Von Hand aus erstklassigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt, können Chirurgen zwischen zwei Oberflächenprofilen wählen: einem gezahnten Backenprofil für linearen Halt oder einem kreuzgezahnten Backenprofil für multidirektionalen, rutschfesten Griff am Knochen.

Mit einem blendfreien Satin-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Saxena Bone Grafting Retractor so, dass er enormen mechanischen Drehmomenten und wiederholten Aufbereitungszyklen standhält. Er bietet orthopädischen Traumazentren, Wirbelsäulenzentren und Kieferchirurgie-Kliniken weltweit außergewöhnliche

strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest