



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Externa Castaneda

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Eternal Castaneda

SKU RM-CSR-1

\$374 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Perfil neonatal	RM-CSR-1-1	\$374
Perfil para lactantes	RM-CSR-1-2	\$384
Perfil Adulto	RM-CSR-1-3	\$389

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Esternal Castaneda es un retractor quirúrgico cardiotorácico reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una separación esternal constante y controlada durante cirugías cardíacas congénitas y reconstrucciones cardíacas abiertas. Diseñado con brazos de perfil bajo y no magnéticos, este instrumento establece una amplia ventana operativa hacia el mediastino y la cavidad pericárdica, minimizando el estrés mecánico en los bordes esternales frágiles.

Fabricado para un dimensionamiento preciso según el paciente, el Separador Esternal Castaneda se ofrece en tres configuraciones clínicas dedicadas: Perfil de Recién Nacido (65.0 × 55.0 × 30.0 × 16.0 mm, \$374), Perfil de Lactante (72.0 × 80.0 × 45.0 × 12.0 mm, \$384) y Perfil de Adulto (100.0 × 125.0 × 60.0 × 15.0 mm, \$389). Cada perfil presenta valvas de profundidad contorneada anatómicamente y labios curvos que se asientan de forma segura contra el esternón dividido. Su mecanismo de cremallera de paso fino permite una expansión milímetro a milímetro, evitando microfracturas de cartílago en las delicadas cajas torácicas neonatales.

Manufacturado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Esternal Castaneda para resistir ciclos rigurosos de autoclave hospitalaria, brindando a los equipos de cirugía cardíaca pediátrica y cardiovascular una fiabilidad inquebrantable y precisión vital.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest