



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель реберный Tuffier Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль реберный Tuffier Rib Spreader

SKU RM-TRS-160-1

\$299 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама с горизонтальной направляющей	Параллельная направляющая рейка для обеспечения структурного разведения под нагрузкой
2 (фиксированная пара)	Фиксированные широкие латеральные губки	Изогнутые панели 45 mm x 45 mm с внутренней насечкой для захвата кости
1	Ручной винтовой замок	Резьбовой механизм фиксации, удерживающий параметры раскрытия и снижающий усталость рук
2	Эргономичные рычаги	Облегченные бранши с гладкими краями для защиты тканей
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Tuffier Rib Spreader является важнейшим инструментом для кардиоторакальной хирургии, специально разработанным для безопасного и постепенного разведения межреберных промежутков и обеспечения доступа к грудной полости при торакотомии у взрослых и операциях на легких. Конструкция с прочной горизонтальной направляющей позволяет хирургу прилагать постоянное механическое усилие для distraction соседних ребер, предотвращая их переломы и обеспечивая беспрепятственный операционный коридор в плевральную полость.

Данная конфигурация Tuffier Rib Spreader, изготовленная в соответствии с клиническими стандартами, обеспечивает раскрытие рамы до 160 mm (\$299). Инструмент выполнен вручную из немецкой

нержавеющей стали; широкие латеральные губки имеют размер 45 mm x 45 mm, что оптимально для операций на грудной клетке у взрослых. Внутренние насечки на губках гарантируют надежный, нескользящий захват костных структур. Винтовой механизм фиксации жестко удерживает заданные параметры разведения, снижая утомляемость рук хирурга, а облегченные рычаги со сглаженными краями защищают окружающие мягкие ткани.

Retractor Maker производит Tuffier Rib Spreader с антибликовым сатинированным покрытием, рассчитанным на многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает торакальные отделения, кардиохирургические центры и травматологические клиники по всему миру инструментом с исключительной структурной жесткостью и высокой коррозионной стойкостью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest