



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cottle リトラクターフック 2本爪

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cottle リトラクターフック 2本爪

SKU RM-CRH2P-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
ボール付爪 — 6 ¾" 全長、12 mm 幅	RM-CRH2P-1-1	\$49
鋭爪 — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49

製品詳細

Cottle リトラクターフック 2本爪は、鼻形成術、顔面整形、再建外科手術において、正確かつ安定した軟部組織の牽引を提供するために設計された専用の手持ち式手術器具です。俊敏な2本爪のレイク構造により、術者は高い触知感度を持って皮弁、鼻柱組織、軟骨縁を確実にフックし、移動させることができます。

微細な解剖学的スペースに対応するため、本モデルは全長 6 ¾ inches (171 mm) に 12 mm 幅のワーキングフレームワーク (\$49) を備えています。臨床的ニーズに合わせて先端形状のカスタマイズが可能です。ボールエンド爪は、深部構造を穿刺するリスクを抑えながら軟粘膜や繊細な皮弁を安全に保持するように設計されており、シャープエンド爪は、緻密な顔面組織や軟骨切片を確実に機械的に保持するよう最適化されています。人間工学に基づいたフラットハンドルは、疲労の少ないコントロールを保証します。

反射を防ぐサテンマット仕上げを施したプレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は Cottle リトラクターフック 2本爪を繰り返しの院内滅菌サイクルに耐えうるよう製造しています。プラスチック外科および耳鼻咽喉科の術場において、優れた耐食性、堅牢な構造的剛性、そして完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest