



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire -
Fibres optiques

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire - Fibres optiques

SKU RM-FBAR-FO-1

\$129 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics	Longueur 5 1/8", lame courbe 25 × 171 mm, faisceau de fibres optiques
1	Raccord universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles d'éclairage standards du bloc opératoire
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Ferreira pour augmentation mammaire - Fiber Optics est un instrument d'excellence pour la chirurgie esthétique, spécifiquement conçu pour offrir une visualisation supérieure des loges et une élévation délicate des tissus mous lors des mammoplasties. En canalisant une illumination par fibre optique de haute intensité le long de la face inférieure de sa lame, cet instrument élimine les zones d'ombre dans les poches sous-pectorales profondes, permettant aux chirurgiens de vérifier l'hémostase et de positionner les implants en toute confiance.

Conçu pour un dégagement maximal de la cavité, ce modèle spécialisé de Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics présente une longueur totale de 5 1/8 inches (13.0 cm, \$129) associée à une lame de 25.0 mm de large par 171.0 mm de long. Sa géométrie courbe et effilée assure une déflexion cutanée douce, évitant les contraintes de cisaillement sur les bords cutanés. Le faisceau optique intégré dispose d'un raccord universel compatible avec les câbles de source lumineuse standards du bloc opératoire (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Fabriqué par Retractor Maker en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), cet écarteur est livré non stérile et entièrement autoclavable sous emballage protecteur, garantissant aux

chirurgiens plasticiens et oncologues une durabilité élevée et une clarté optique optimale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest