



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vascular Lobster Expandido

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vascular Lobster Expandido

SKU RM-EVLR-1

\$2,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
6	Pinza para separador Lobster	—
1	Abrazadera de mesa Lobster con poste vertical y acoplador de marco	—
1	Brazo de extensión articulado Lobster	—
1	Marco Lobster	—
2	Separador giratorio Lobster Mayo	2¾" × 2"
1	Separador giratorio Lobster Mayo	3½" × 2"
1	Separador giratorio Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Separador Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Separador giratorio Lobster maleable (perforado)	2" × 6½"
1	Separador giratorio Lobster maleable (perforado)	3" × 6½"
1	Separador giratorio Lobster Fence	4" × 6"
2	Separador giratorio Lobster Renal	1" × 6"
1	Separador giratorio Lobster Esplácnico	2" × 4½"

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador giratorio Lobster Esplácnico	2" x 6"
1	Caja de esterilización	—

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Vascular Lobster Expandido es un separador autoestático de alcance extendido, montado en mesa, diseñado para cumplir con los estrictos requisitos de visualización de reconstrucciones vasculares complejas. Al combinar un brazo de extensión articulado con un marco Lobster rígido y un acoplador para poste de mesa, este sistema proporciona un alcance inigualable en campos retroperitoneales profundos, eliminando la fatiga del asistente quirúrgico.

Diseñado para la exposición de vasos periféricos y aórticos complicados, la configuración del Separador Vascular Lobster Expandido incorpora seis pinzas deslizantes de bloqueo rápido y un juego ampliado de 12 valvas giratorias. El complemento incluye valvas Renales estrechas dobles, múltiples separadores Esplácnicos profundos, valvas Fence de protección amplia, Harrington Sweethearts, Deaver, Mayo y cintas maleables perforadas flexibles que rotan 360 grados para adaptarse de forma atraumática a los márgenes vasculares.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y aleaciones de alta resistencia con un acabado satinado antirreflectante, Retractor Maker suministra el sistema Separador Vascular Lobster Expandido completo de forma no estéril y totalmente autoclavable en una caja de esterilización de alta resistencia organizada, brindando a los equipos quirúrgicos la máxima versatilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest