



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Espinhal Posterior Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Espinhal Posterior Bookwalter

SKU RM-BPSR-1

\$2,399 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Poste	12" (30.5 cm)
1	Acoplador de Poste	Padrão
1	Barra Horizontal	1" de Diâmetro (2.5 cm)
6	Cremalheiras Padrão	Sem Inclinação
4	Mecanismos de Cremalheira Inclínável	Multiangular
1	Segmentos de Anel em Semicírculo	8½" de Diâmetro (21.6 cm)
1	Segmento de Anel Reto	4" de Diâmetro (10.2 cm)
1	Segmento de Anel Reto	6" de Diâmetro (15.2 cm)
1	Segmento de Anel Reto	8" de Diâmetro (20.3 cm)
2	Lâminas Meyerding	2⅔" × 2⅓" (1.7 × 5.9 cm)
2	Lâminas Meyerding	1" × 3⅓" (2.5 × 8.5 cm)
2	Lâminas Meyerding	2" × 3¾" (5.1 × 9.5 cm)
2	Ganchos Scoville	Pequenos
2	Ganchos Scoville	Grandes

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Afastadores de 3 Dentes	$\frac{2}{3}$ " Largura $\times$ $\frac{3}{4}$ " Profundidade (1.7 $\times$ 1.9 cm)
2	Afastadores de 4 Dentes	$\frac{3}{4}$ " Largura $\times$ $\frac{1}{3}$ " Profundidade (1.9 $\times$ 0.8 cm)
2	Afastadores de 6 Dentes	1" Largura $\times$ $\frac{1}{3}$ " Profundidade (2.5 $\times$ 0.8 cm)
1	Caixa de Esterilização	Estojo Protetor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Espinhal Posterior Bookwalter é um conjunto de afastador autostático montado em mesa, projetado para fornecer exposição cirúrgica estável e mãos-livres durante acessos posteriores à coluna cervical, torácica e lombar. O Afastador Espinhal Posterior Bookwalter é montado na mesa de operação usando um poste de 12" (30.5 cm), um acoplador de poste padrão e uma barra horizontal de 1" (2.5 cm) de diâmetro.

A estrutura de trabalho é modular. Um segmento de anel de semicírculo de 8½" (21.6 cm) combina-se com segmentos de anel retos de 4", 6" e 8" para que a estrutura possa ser montada de acordo com o comprimento e a largura da incisão. Seis cremalheiras padrão fixas e quatro mecanismos de cremalheira com inclinação multiangular fixam as lâminas à estrutura e permitem que o ângulo da lâmina e a profundidade de afastamento sejam ajustados de forma independente.

Os acessórios de afastamento incluídos cobrem uma gama de exposições: lâminas Meyerding nos tamanhos $\frac{2}{3}$ " $\times$ 2½", 1" $\times$ 3½" e 2" $\times$ 3¾", ganchos Scoville pequenos e grandes, e afastadores de 3, 4 e 6 dentes. Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico não magnético e fornecidos em uma caixa de esterilização dedicada.

O Afastador Espinhal Posterior Bookwalter é fornecido não estéril, sendo reutilizável e totalmente autoclavável. Deve ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados da unidade de saúde antes do uso. A Retractor Maker fabrica e fornece o conjunto diretamente de Sialkot, Paquistão.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest