



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

D'Errico 神経根レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



D'Errico 神経根レトラクター

SKU RM-DNRR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm wide × 11.0 mm long — 標準的腰椎椎間板ヘルニア摘出および神経根授動	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (約 11.0") — 7.0 mm 幅 × 11.0 mm 長 — 深部手術操作域および肥満症患者の腰椎アプローチ用	RM-DNRR-1-2	\$54

製品詳細

D'Errico 神経根レトラクターは、後方腰椎減圧術中に硬膜嚢および移行神経根を安全かつ非侵襲的に牽引・保護するために特別に設計された脊椎外科用レトラクターです。細長く伸長されたシャフト設計により、術者の手元を術野から遠ざけ、視界を確保しながら深い椎弓間での操作を可能にします。

繊細な神経操作のために構築されたこの D'Errico 神経根レトラクターモデルは、7.0 mm幅×11.0 mm長の固定式角度付きブレードを採用しています。研磨された曲線状のブレード先端が神経線維を滑らかに保持し、術野への滑り込みや高速バーやロンジュールによる損傷を防ぎます。術者は、標準的な術野向けの22.8 cm (\$49) と、深部や肥満患者の解剖学的構造に適した延長リーチの28 cm (\$54) の2つの長さから選択できます。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 D'Errico 神経根レトラクターは、厳格な臨床許容誤差に基づいて製造されています。高い耐食性、強固な剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の脳神経外科および脊椎センターに供給されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest