



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU RM-ILACF-1

\$4,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Jauge de profondeur	Code couleur
2	Poignée Twist Lock	Grip silicone
1	Cadre longitudinal	Standard
1	Cadre transversal	Standard
2	Lame émoussée	30 mm, argent
2	Lame émoussée	35 mm, bleu
2	Lame émoussée	40 mm, rouge
2	Lame émoussée	55 mm, noir
2	Lame émoussée	60 mm, or
2	Lame émoussée	65 mm, bleu marine
2	Lame émoussée	70 mm, vert clair
2	Lame émoussée	75 mm, orange
1	Lame à dents courtes	30 mm, argent
1	Lame à dents courtes	35 mm, bleu

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lame à dents courtes	40 mm, rouge
1	Lame à dents courtes	45 mm, vert
1	Lame à dents courtes	50 mm, violet
1	Lame à dents courtes	55 mm, noir
1	Lame à dents courtes	60 mm, or
1	Lame à dents courtes	65 mm, bleu marine
1	Lame à dents longues	30 mm, argent
1	Lame à dents longues	35 mm, bleu
1	Lame à dents longues	40 mm, rouge
1	Lame à dents longues	45 mm, vert
1	Lame à dents longues	50 mm, violet
1	Lame à dents longues	55 mm, noir
1	Lame à dents longues	60 mm, or
1	Lame à dents longues	65 mm, bleu marine
2	Micro-lame, émoussée	14 × 35 mm, bleu
2	Micro-lame, émoussée	14 × 40 mm, rouge
2	Micro-lame, émoussée	14 × 45 mm, vert
2	Micro-lame, émoussée	14 × 50 mm, violet
2	Micro-lame, émoussée	14 × 55 mm, noir
2	Micro-lame, émoussée	14 × 60 mm, or
2	Micro-lame, dents courtes	14 × 35 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 × 40 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 × 45 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 × 50 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 × 55 mm
2	Micro-lame, dents courtes	14 × 60 mm

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Foret hélicoïdal CVB	profondeur 8 mm, longueur 5¾"
1	Guide de perçage pour écarteur CVB	Gauche
1	Guide de perçage pour écarteur CVB	Droit
1	Écarteur de corps vertébral	Gauche, crémaillère 100 mm
1	Écarteur de corps vertébral	Droit, crémaillère 100 mm
2	Tournevis CVB	Manche silicone
1	Écarteur multi-niveaux	Gauche, crémaillère 120 mm, extension 90 mm
1	Écarteur multi-niveaux	Droit, crémaillère 120 mm, extension 90 mm
1	Porte-greffon osseux	pointe 8 x 15 mm, longueur 210 mm
1	Impacteur de greffon osseux	3 mm
1	Impacteur de greffon osseux	5 mm
1	Impacteur de greffon osseux	8 mm
1	Coupe-greffon	profondeur réglable 8.75", largeur 7 mm
1	Pied à coulisse ACF	9"
1	Boîte de stérilisation	Boîtier adapté

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set est une plateforme d'instruments chirurgicaux tout-en-un de premier plan, conçue pour répondre à chaque phase des procédures de fusion cervicale antérieure (ACF/ACDF). En combinant de manière transparente des cadres d'exposition des tissus mous, des écarteurs de corps vertébraux calibrés et des instruments de greffe osseuse dédiés en un système unifié, cet ensemble maximise l'efficacité opératoire tout en maintenant une précision chirurgicale absolue.

Conçu pour une adaptabilité anatomique complète, le Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set comprend des cadres d'écarteurs longitudinaux et transversaux, deux poignées twist-lock en silicone et une jauge de profondeur avec code couleur. Le complément de lames comprend 56 unités à profils émoussés, à dents courtes, à dents longues et micro (30 mm à 75 mm). Pour la restauration vertébrale, le kit inclut des écarteurs à crémaillère de 100 mm et 120 mm, des guides de perçage, des forets hélicoïdaux, des tournevis à manche silicone, un porte-greffon, trois impacteurs (3 mm, 5 mm, 8 mm), un coupe-greffon réglable et un pied à coulisse de 9 pouces.

Usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) et en silicone autoclavable avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit l'ensemble complet Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de stérilisation robuste, offrant

aux chirurgiens rachidiens une qualité et une fiabilité procédurale sans compromis.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest