



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Распатор-ретикулятор Levasseur Merrill Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Распатор-ретик улятор Levasseur Merrill Retractor

SKU RM-LMR-25-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Levasseur Merrill Retractor	Размеры / детали: общая длина 25 см, желобовидное лезвие 12.5 / 27 mm · Количество: 1	\$69
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Levasseur Merrill Retractor является незаменимым инструментом в челюстно-лицевой хирургии, разработанным специально для безопасного, малотравматичного смещения мягких тканей и обнажения кости во время внутриротовой вертикальной остеотомии ветви нижней челюсти (IVRO). Благодаря анатомическому изгибу в виде желоба, этот инструмент надежно охватывает задний край восходящей ветви, защищая ветви лицевого нерва, верхнечелюстную артерию и ткани околоушной железы от воздействия осциллирующей пилы.

Данная конфигурация Levasseur Merrill Retractor, созданная для глубокого внутриротового доступа, имеет общую длину 25 см (\$69), что позволяет легко достигать отдаленных участков нижней челюсти, оставляя руки ассистента вне операционного поля. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали медицинского назначения с параметрами остеотомии 12.5 mm / 27 mm, оптимизированными для процедур на ветви челюсти. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает стабильный рычаг при выполнении сложных костных разрезов.

Retractor Maker производит Levasseur Merrill Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, что позволяет выдерживать многократные циклы больничной стерилизации. Это гарантирует хирургам по всему миру исключительную коррозионную стойкость, жесткость конструкции и полную

долговечность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest