



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Реберный расширитель Finochietto-Baby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Реберный расширитель Fi nochietto-Baby

SKU RM-FBRS-100-1

\$299 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама с параллельной направляющей рейкой	Миниатюрная рельсовая система для работы в ограниченном педиатрическом пространстве
2 (фиксированная пара)	Фиксированные угловые губки	Боковые блоки 31 мм × 31 мм для захвата кости с круглыми окнами
1	Встроенный винтовой замок	Ручной структурный замок для фиксации расширения рамы
2	Эргономичные бранши	Сверхлегкие структурированные рукоятки с гладкими краями
1	Защитная коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Реберный расширитель Finochietto-Baby — это специализированный педиатрический торакальный ретрактор, разработанный для обеспечения безопасного, постепенного разведения ребер и экспозиции грудной клетки во время торакотомии у младенцев и кардиоторакальных вмешательств у детей. Уменьшенная направляющая рейка позволяет хирургу бережно распределять механическое усилие на хрупкие ребра, предотвращая переломы костей и сохраняя беспрепятственный обзор операционного поля.

Эта конфигурация Finochietto-Baby (\$299), созданная специально для ограниченных педиатрических доступов, оснащена фиксированными боковыми окончатými губками размером 31 мм × 31 мм, анатомически оптимизированными для новорожденных. Инструмент изготовлен вручную из

высококачественной немецкой нержавеющей стали медицинского назначения; параллельная рейка обеспечивает максимальное раскрытие до 100 мм. Круглые отверстия в губках гарантируют надежный захват краев ребер, а встроенный винтовой замок надежно фиксирует заданную степень расширения без соскальзывания, снижая утомляемость ассистента.

Retractor Maker производит расширитель Finochietto-Baby с антибликовым сатиновым покрытием, выдерживающим многократные циклы стерилизации. Это обеспечивает детским кардиохирургическим отделениям и центрам врожденной торакальной патологии по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную надежность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest