



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Geniş Ağızlı Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Geniş Ağızlı Otostatik Ekartör

SKU RM-WSRR-35-1

\$139 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Geniş Ağızlı Otostatik Ekartör	3.5" (8.89 cm) genişliğinde düz bıçaklar, 10×12 mm uçlar, cırcırlı şasi	\$139
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$139

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Geniş Ağızlı Otostatik Ekartör, fokal basınç noktaları oluşturmada geniş, sürekli yara kenarı deplasmanı ve yumuşak doku retraksiyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir otostatik cerrahi ekartördür. Ayırıcı dişler yerine geniş solid bıçaklarla tasarlanan bu enstrüman, yağ dokusu ve kas karınlarının dişler arasında sıkışmasını veya kaymasını önleyerek, karmaşık prosedürler boyunca engelsiz, statik bir cerrahi koridor sağlar.

Birinci sınıf klinik standartlarda (New Med Instruments gibi) üretilen bu Geniş Ağızlı Otostatik Ekartör modeli, standart ayırıcı dişler yerine 3.5 inç (8.89 cm, \$139) genişliğinde düz bıçaklara sahiptir. Dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik garantisi için yüksek kaliteli Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten el işçiliğiyle üretilmiştir; sık, düşük profilli bıçaklar, giriş travmasını en aza indirirken görüşü en üst düzeye çıkarmak için çalışma uçlarında 10 mm x 12 mm ölçülerindedir. Mekanizma, pürüzsüz, sabit ve eller serbest retraksiyon için ergonomik parmak halkalı tutacaklarla birleştirilmiş pozitif cırcırlı kilit sistemi kullanır.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Geniş Ağızlı Otostatik Ekartör'ü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapında genel cerrahi ameliyathaneleri, ortopedik eklem üniteleri ve plastik rekonstrüktif klinikleri için sarsılmaz mekanik stabilite, yüksek korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest