



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Finochietto-Baby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Costal Finochiet to-Baby

SKU RM-FBRS-100-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de riel guía de deslizamiento paralelo	Sistema de riel en miniatura diseñado para deslizarse y abrirse en espacios pediátricos reducidos
2 (Par fijo)	Valvas anguladas fijas	Bloques laterales de agarre óseo de 31 mm x 31 mm con fenestraciones circulares
1	Cierre de tornillo giratorio integrado	Bloqueo estructural manual posicionado para mantener de forma segura la expansión del marco
2	Brazos de extensión ergonómicos	Mangos estructurados ultraligeros diseñados con bordes suaves
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Finochietto-Baby Rib Spreader es un separador quirúrgico torácico pediátrico especializado, diseñado específicamente para proporcionar una separación costal gradual y segura, así como exposición de la pared torácica durante toracotomías infantiles e intervenciones cardiorrespiratorias pediátricas. Diseñado con una guía de deslizamiento a escala reducida, este instrumento permite a los cirujanos distribuir las fuerzas mecánicas de separación suavemente a través de las costillas frágiles, previniendo fracturas costales mientras mantiene un corredor visual sin obstrucciones hacia la cavidad torácica.

Construido específicamente para campos quirúrgicos pediátricos reducidos, esta configuración del Finochietto-Baby Rib Spreader (\$299) cuenta con valvas laterales fenestradas fijas de 31 mm x 31 mm, optimizadas anatómicamente para la anatomía neonatal y pediátrica. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el riel de deslizamiento paralelo alcanza una capacidad de

expansión máxima de 100 mm. Las fenestraciones circulares de las valvas aseguran un agarre firme en los bordes costales delicados, mientras que el cierre de tornillo integrado retiene de forma segura la retracción elegida sin deslizamientos, eliminando la fatiga del asistente durante procedimientos delicados.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Finochietto-Baby Rib Spreader para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de cardiología pediátrica, hospitales infantiles y centros torácicos congénitos de todo el mundo una durabilidad estructural excepcional, resistencia a la corrosión y total confiabilidad en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest