



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Torácico Mercedes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Torácico Mercedes

SKU RM-MTR-SERIES-1

\$329 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura Base de Trilho Semicircular Robusta	Conjunto de ação composta que fornece torque mecânico
4 (2 Pares)	Lâminas Laterais Tipo Gancho Destacáveis	2 pares de lâminas fenestradas intercambiáveis (48×68 mm ou 70×75 mm)
1	Engrenagem Central de Ajuste por Parafuso	Mecanismo de travamento manual para fixar configurações e limitar a fadiga manual
2	Braços Ergonômicos do Afastador	Estruturas de manuseio leves projetadas com bordas externas lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Torácico Mercedes é um afastador cirúrgico cardior torácico de ação composta de primeira linha, projetado especificamente para proporcionar uma distração expansiva e multidirecional da parede torácica e das costelas durante procedimentos cardíacos, pulmonares e de trauma torácico de grande porte. Projetado com uma estrutura de trilho semicircular anatômica, este instrumento permite que os cirurgiões apliquem um torque mecânico substancial nas costelas adjacentes e margens esternais, estabelecendo um corredor visual amplo em cavidades mediastinais e pleurais profundas sem causar esmagamento ósseo localizado.

Construído para suportar pesadas demandas clínicas, esta série do Afastador Torácico Mercedes estende-se até uma abertura máxima de trilho de 240 mm. Produzido artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema de lâminas modulares oferece duas dimensões selecionáveis: a

Opção A (\$329) apresenta lâminas laterais fenestradas de 48 mm x 68 mm para aberturas torácicas padrão, e a Opção B (\$349) apresenta lâminas laterais fenestradas de 70 mm x 75 mm para paredes torácicas profundas e volumosas. O conjunto inclui 4 lâminas laterais tipo gancho destacáveis (2 pares) com bordas curvas para evitar deslizamentos, controladas por uma engrenagem central de ajuste por parafuso que trava a posição da estrutura rigidamente para reduzir a fadiga manual.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Torácico Mercedes para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de cirurgia cardiovascular, unidades de trauma torácico e centros de transplante em todo o mundo uma confiabilidade estrutural inabalável, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)