



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Lateral Ebonizado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal Lateral Ebonizado

SKU RM-LEVR-63-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Vaginal Lateral Ebonizado	Dimensões / Detalhes: parâmetro de tamanho de 6.3 cm, lâmina ebonizada segura para laser · Quantidade Incluída: 1	\$79
Luva Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual para transporte · Quantidade Incluída: 1	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Lateral Ebonizado é um instrumento cirúrgico ginecológico especializado, projetado especificamente para fornecer retração segura da parede vaginal lateral durante cirurgias a laser e procedimentos eletrocirúrgicos. Revestido com um acabamento ebonizado preto não reflexivo, este afastador absorve a radiação laser dispersa e elimina a reflexão do feixe de laser, protegendo a mucosa vaginal saudável circundante de lesões térmicas acidentais.

Construído para segurança processual e durabilidade, esta configuração do Afastador Vaginal Lateral Ebonizado apresenta um parâmetro de tamanho cirúrgico padrão de 6.3 cm (\$79). Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), seu perfil de acabamento superficial combina interfaces de manuseio altamente polidas com uma camada de superfície de trabalho ebonizada segura para laser que resiste a ambientes de ablação de alta temperatura. Os contornos da lâmina curva deslocam as paredes vaginais laterais suavemente, proporcionando um corredor visual desobstruído para o colo do útero e os fôrnices.

Manufaturado sob rigorosas tolerâncias clínicas, a Retractor Maker produz o Afastador Vaginal Lateral Ebonizado para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando higiene processual excepcional, alta resistência à corrosão e durabilidade clínica completa para salas de ginecologia a laser em

todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest