



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Balfour Baby 自動開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Balfour Baby 自動 開創器

SKU RM-BBSRR-1

\$299 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1セット (2個)	側弁	深さ 60 mm
1	Balfour 中央弁	幅 21 mm × 深さ 24 mm
1	Balfour 開創器フレーム	125 × 90 mm

製品詳細

Balfour Baby 自動開創器は、新生児、小児、および軽微な腹部外科領域において、非外傷的で自己保持型の術野展開を提供するように設計された特殊な小児外科用開創器です。小児の解剖学的構造に合わせてダウンサイジングされた設計により、繊細な術野を圧迫することなく、安定したハンズフリーの対抗牽引を実現します。

狭小な解剖学的スペースに特化して設計されたこのBalfour Baby 自動開創器コンプリートセットは、操作性に優れた125 × 90 mmの展開フレーム、1対の深さ60 mmの側弁、および骨盤内臓器や腸管を的確に圧排するためのコンパクトな21 × 24 mmの中央弁で構成されています。フレームの細目ネジ式サムスクリューにより、術者はミリ単位で滑らかに開創張力を調整でき、組織の過伸展を防ぐことが可能です。

医療用グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、術野の反射を抑えるサテンマット仕上げを施しています。Retractor Makerは、このBalfour Baby 自動開創器を未滅菌の状態で個別の保護ケースに収めて提供しており、小児外科部門における卓越した臨床的耐久性を実現しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest