



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Низкопрофильный ретрактор для стопы и
голеностопного сустава

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Низкопрофильный ретрактор для стопы и голеностопного сустава

SKU RM-LPFAR-1

\$84 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Низкопрофильный ретрактор для стопы и голеностопного сустава является незаменимым ортопедическим хирургическим инструментом, разработанным специально для обеспечения надежного рычажного усилия на кость и смещения мягких тканей в ограниченных пространствах суставов стопы и голеностопа. Благодаря низкопрофильному стержню этот инструмент позволяет хирургам комфортно работать в узких операционных полях, где громоздкие корпуса ретракторов не должны препятствовать работе хирургических дрелей, винтов или рентгеноскопической визуализации.

Серия низкопрофильных ретракторов для стопы и голеностопного сустава предлагается в двух вариантах общей длины для адаптации к различной глубине тканей: 7.5" (19.05 см, \$84) для процедур на переднем и среднем отделах стопы, и 8.75" (22.22 см, \$89) для более глубоких доступов к заднему отделу стопы и голеностопному суставу. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой хирургической нержавеющей стали, инструмент имеет профили лезвий как в прямой, так и в изогнутой геометрии для адаптации к сложным костным контурам. Контурный клювовидный кончик надежно фиксируется за кортикальной костью, а эргономичная рукоятка обеспечивает стабильную ручную контр-тракцию.

Retractor Maker производит данный ретрактор с антибликовым сатиновым матовым покрытием, что позволяет ему выдерживать значительные ортопедические нагрузки и многократные циклы автоклавирувания, обеспечивая специалистам по травматологии и ортопедии стопы во всем мире неизменную клиническую долговечность и хирургическую точность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest