



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ferreira Göğüs Büyütme Ekartörü - Fiber Optik

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira Göğüs Büyütme Ekartörü - Fiber Optik

SKU RM-FBAR-FO-1

\$129 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ferreira Göğüs Büyütme Ekartörü - Fiber Optik	5 1/8" uzunluk, 25 x 171 mm kavisli bıçak, fiber optik demet
1	Evrensel Işık Kablosu Bağlantısı	Standart ameliyathane ışık kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ferreira Göğüs Büyütme Ekartörü - Fiber Optik, mamoplasti sırasında üstün cep vizüalizasyonu ve nazik yumuşak doku elevasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir ışıklı estetik cerrahi enstrümanıdır. Yüksek yoğunluklu fiber optik aydınlatmayı bıçağının alt yüzeyi boyunca kanalize ederek derin subpektoral ceplerdeki karanlık alanları ortadan kaldırır; bu da cerrahların hemostazı doğrulamasına ve implantları tam güvenle yerleştirmesine olanak tanır.

Maksimum kavite açıklığı ve güvenliği için üretilen bu özel Ferreira Göğüs Büyütme Ekartörü - Fiber Optik modeli, 5 1/8 inç (13.0 cm, \$129) toplam alet uzunluğuna ve 25.0 mm genişliğinde, 171.0 mm uzunluğunda bir bıçağa sahiptir. Kavisli ve konik yapısı, deri sınırlarında kesme stresini önleyerek nazik cilt defleksiyonu ve yumuşak doku manipülasyonu sağlar. Entegre fiber optik ışık demeti, standart ameliyathane ışık kaynağı kablolarıyla (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) uyumlu evrensel bir bağlantı parçasına sahiptir.

Tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve parlama önleyici saten kaplamalı yüksek geçirgenlikli optik cam fiberlerden üretilen Retractor Maker, Ferreira Göğüs Büyütme Ekartörü - Fiber Optik ünitesini steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tamamen otoklavlanabilir olarak sunarak; kozmetik, plastik ve onkolojik meme cerrahlarına yüksek dayanıklılık ve optik netlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest