



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Chandler Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Chandler Retractor

SKU RM-CHR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Klein (16.0 mm Blatt)	RM-CHR-1-1	\$69
Mittel (20.0 mm Blatt)	RM-CHR-1-2	\$74
Groß (25.0 mm Blatt)	RM-CHR-1-3	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Chandler Retractor ist ein unverzichtbares orthopädisches chirurgisches Instrument, das speziell für eine zuverlässige Knochenhebelwirkung und Weichteilretraktion bei totalen Hüftendoprothesen und rekonstruktiven Gelenkoperationen entwickelt wurde. Das nach hinten gewölbte, blattförmige Blatt schmiegt sich präzise an die Knochenkonturen an, sodass chirurgische Assistenten einen kontinuierlichen Gegenzug aufrechterhalten können, ohne von den Kortikalisrändern abzugleiten.

Die Chandler Retractor-Serie ist für hohe Hebelkräfte an den unteren Extremitäten ausgelegt und weist eine Gesamtlänge von 9.25 Zoll (23.49 cm) auf. Er ist in drei Spitzenbreiten erhältlich: Small (\$69), Medium (\$74) und Large (\$79), mit Blattbreiten von 16.0 mm bis 25.0 mm. Die abgerundete, stumpfe Kante des Blattes schützt empfindliche Femurgefäße, Nerven und das Periost vor Quetschverletzungen und bietet gleichzeitig einen weiten Sichtkorridor in tiefe Gelenkräume.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Chandler Retractor so, dass er hohen orthopädischen Belastungen ohne Verbiegen standhält. Dies bietet Gelenkersatz- und Traumateams weltweit eine außergewöhnliche klinische Haltbarkeit und Langlebigkeit im Autoklaven.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest