



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Крючок-ретрактор Cottle Retractor Hook 2 Prong

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Крючок-ретрак top Cottle Retractor Hook 2 Prong

SKU RM-CRH2P-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
С шаровидными наконечниками — 6 ¾" длина, 12 mm ширина	RM-CRH2P-1-1	\$49
Острые зубцы — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Cottle Retractor Hook 2 Prong — это специализированный ручной хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения точной и стабильной ретракции мягких тканей во время ринопластики, пластических и реконструктивных операций на лице. Благодаря облегченной двухзубой конструкции типа «грабли», этот инструмент позволяет хирургу захватывать и мобилизовать кожные лоскуты, ткани колумеллы и края хрящей с высокой тактильной чувствительностью.

Данная модель Cottle Retractor Hook 2 Prong, созданная для микроанатомических манипуляций, имеет общую длину 6 ¾ дюймов (171 mm) и рабочую часть шириной 12 mm (\$49). Хирурги могут выбрать геометрию наконечника в зависимости от клинических задач: тупые зубцы (Ball End) для безопасного удержания нежной слизистой или кожных лоскутов без риска глубокого прокола структур, или острые зубцы (Sharp End), оптимизированные для надежной фиксации на плотных тканях лица или сегментах хряща. Плоская эргономичная рукоятка обеспечивает контроль без усталости рук.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным матовым покрытием, инструмент Cottle Retractor Hook 2 Prong от Retractor Maker рассчитан на многократные циклы стерилизации, обеспечивая отделениям пластической хирургии и оториноларингологии превосходную коррозионную стойкость, непоколебимую жесткость конструкции и полную пригодность к автоклавированию.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest