



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Charnley Initial Incision Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Charnley Initial Incision Retractor

SKU RM-CIIR-399-1

\$399 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающееся петлевое шасси	Гладкая контурная рама-петля
1	Короткая изогнутая наружу 4-зубая тупая бранша	Рабочая часть 25 mm × 32 mm
1	Длинная изогнутая наружу 4-зубая тупая бранша	Рабочая часть 25 mm × 38 mm
1	Съемный тракционный крюк	Изогнутый анкер для захвата тканей
1	Металлическая соединительная цепь	Звено механической связки
1	Подвесной груз в сборе	Масса для обеспечения постоянного натяжения
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Charnley Initial Incision Retractor — это признанная во всем мире самоудерживающаяся ортопедическая хирургическая система, разработанная специально для обеспечения непрерывной автоматической экспозиции мягких тканей и краев раны при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава (ТЭТС). Разработанная для чистого разведения слоев кожи и подкожно-жировой клетчатки, эта система избавляет ассистента от необходимости удерживать ткани вручную при латеральных и антеролатеральных доступах, сохраняя открытый визуальный коридор до широкой фасции.

Полный комплект Charnley Initial Incision Retractor (\$399), изготовленный в соответствии с клиническими стандартами, включает шарнирное самоудерживающееся петлевое шасси с гладким контуром. Изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, рабочая часть оснащена короткой изогнутой наружу 4-зубой тупой браншей (25 mm × 32 mm) на одной стороне и длинной изогнутой наружу 4-зубой тупой браншей (25 mm × 38 mm) на противоположном рычаге. Система включает съемный тракционный крюк, металлическую соединительную цепь и калиброванный подвесной груз, который обеспечивает постоянное натяжение под действием силы тяжести.

Retractor Maker производит Charnley Initial Incision Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, выдерживающим многократные циклы автоклавирования, обеспечивая центры эндопротезирования, травматологические отделения и ортопедические клиники по всему миру инструментом с исключительной долговечностью и коррозионной стойкостью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest