



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Obstétrico Guttman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador Obstétrico Guttman

SKU RM-GOR-1

\$94 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
7.5 cm Extensión de Hoja — 50 mm x 70 mm base con 7.5 cm de extensión	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Extensión de hoja — 50 mm x 70 mm base con 11 cm extensión	RM-GOR-1-2	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Obstétrico Guttman es un instrumento quirúrgico gineco-obstétrico esencial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento amplio y atraumático de la vejiga urinaria y la pared abdominal inferior durante partos por cesárea y procedimientos pélvicos abiertos. Diseñado con una hoja de paleta expansiva y de contorno suave, este instrumento protege las vísceras pélvicas manteniéndolas alejadas de forma segura del segmento uterino inferior, proporcionando un campo libre para la extracción del lactante.

Construido con una estructura de longitud total fija de 24 cm, este Separador Obstétrico Guttman presenta una superficie de hoja base de 50 mm x 70 mm. Los cirujanos pueden personalizar el instrumento seleccionando entre dos longitudes de extensión de hoja: una extensión de 7.5 cm (\$94) para anatomía pélvica estándar o una extensión de hoja prolongada de 11 cm (\$99) para intervenciones obstétricas bariátricas o pélvicas profundas. Su mango ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual sin fatiga y una tracción constante.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Obstétrico Guttman para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de parto y suites quirúrgicas ginecológicas de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest