



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur auto-statique Jolls Friedman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur auto-statique Jolls Friedman

SKU RM-JFSRR-1

\$94 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Jolls Friedman Self Retaining Retractor	Dimensions / Détails : longueur 6" (15.24 cm), mors courbes fenêtrés, verrouillage à vis	\$94
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel	\$94

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur auto-statique Jolls Friedman est un écarteur spécialisé pour la chirurgie endocrinienne et cervicale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement continu et mains libres des tissus mous et des muscles sous-hyoïdiens lors des interventions thyroïdiennes et parathyroïdiennes. Doté d'une courbure anatomique qui épouse la zone antérieure du cou, cet instrument maintient une fenêtre opératoire large sans nécessiter l'aide d'un assistant manuel ni encombrer le champ chirurgical.

Construit selon des spécifications cliniques rigoureuses, cette configuration dédiée de l'écarteur auto-statique Jolls Friedman présente une longueur totale de 6 inches (15.24 cm). Ses extrémités actives intègrent un profil de mors incurvé anatomiquement, doté de surfaces terminales lisses et fenêtrées qui maintiennent fermement les muscles sterno-cléido-mastoïdiens et sous-hyoïdiens sans écraser les fibres musculaires. Le système de contrôle à vis de blocage mécanique permet un réglage micrométrique de la tension, se verrouillant fermement sous contre-traction sans glissement.

Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit l'écarteur auto-statique Jolls Friedman pour résister aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de chirurgie endocrinienne, ORL et générale du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest