



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Piel y Tejido Curtin

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Piel y Tejido Curtin

SKU RM-CSTR-SKIN-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Piel y Tejido Curtin	Longitud total de 14 cm, cabezal de 15.0 mm de ancho, 6 ganchos agudos	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Piel y Tejido Curtin es un retractor manual especializado para dermatología y cirugía plástica, diseñado específicamente para proporcionar una elevación firme y antideslizante de colgajos cutáneos y exposición del tejido subcutáneo. Diseñado con un cabezal de rastrillo multipuntas expansivo, este instrumento permite a los cirujanos aplicar una contracción manual uniforme a través de capas dérmicas amplias sin desgarrar los márgenes cutáneos frágiles.

Construido para un apalancamiento manual constante en campos operatorios superficiales, esta configuración del Separador de Piel y Tejido Curtin presenta una longitud total de 14 cm (\$49) y un extremo de trabajo de 15.0 mm de ancho. Su extremo operativo cuenta con 6 ganchos agudos estructurados para proporcionar un agarre tisular preciso, distribuyendo la tensión mecánica de manera uniforme para evitar el deslizamiento del tejido durante la disección cortante. El mango ergonómico de bajo perfil garantiza un agarre estable y sin fatiga para los asistentes quirúrgicos durante procedimientos estéticos prolongados.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker produce el Separador de Piel y Tejido Curtin para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los equipos de cirugía plástica, reconstructiva y dermatológica una alta resistencia a la corrosión, precisión inquebrantable y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest