



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Saxena Kemik Grefti Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Saxena Kemik Grefti Ekartörü

SKU RM-SBGR-1

\$124 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
16.5 cm Varyant — Tırtıklı veya Çapraz Tırtıklı	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm Varyant — Dişli veya Çapraz Dişli	RM-SBGR-1-2	\$149

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Saxena Kemik Grefti Ekartörü, otolog kemik grefti alımı sırasında güvenilir kemik stabilizasyonu ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış, ortopedik ve rekonstrüktif cerrahinin vazgeçilmez bir ekartördür. İliak kanat veya tibial korteks üzerine güvenli bir şekilde ankrajlanan özel dokulu çenelerle tasarlanan bu alet, kemik trefinleri ve osteotomlar kullanılırken çevredeki nörovasküler demetleri koruyarak ağır mekanik traksiyon altında kaymayı önler.

Sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen ve paslanma ile üretim hatalarına karşı ömür boyu garanti sunan bu Saxena Kemik Grefti Ekartörü, iki farklı toplam uzunluk profilinde yüksek düzeyde özelleştirilebilir: daha dar alanlar için optimize edilmiş 16.5 cm (\$124) varyantı ve derin cerrahi sahalarda geniş erişim sağlamak üzere tasarlanmış 25.5 cm (\$149) varyantı. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen bu üründe cerrahlar iki dokulu çene konfigürasyonu arasında seçim yapabilir: doğrusal kavrama için Tırtıllı Çene (Serrated) profili veya çok yönlü kaymaz kemik tutuşu için Çapraz Tırtıllı Çene (Cross-Serrated) profili.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Saxena Kemik Grefti Ekartörünü yüksek mekanik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki ortopedik travma merkezlerine, omurga ünitelerine ve maksillofasiyal kliniklere olağanüstü yapısal rijitlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest