



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Farabeuf

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Farabeuf

SKU RM-FBR-SET-1

\$24 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Jeu de 12 cm (env. 4.7")	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") jeu	RM-FBR-SET-1-2	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Farabeuf est un écarteur chirurgical à double extrémité reconnu internationalement, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction fiable et atraumatique des berges de plaies et des tissus mous lors de procédures de chirurgie générale, orthopédique et plastique. Doté de lames à angle droit de longueurs différentes à chaque extrémité, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort d'une rétraction superficielle des tissus sous-cutanés à une élévation fasciale plus profonde.

Conçu pour une polyvalence clinique selon les profondeurs chirurgicales, ce jeu d'écarteurs Farabeuf est disponible en deux longueurs principales : 12 cm (\$24) pour les incisions superficielles et localisées, et 15 cm (\$29) pour les champs opératoires plus profonds. Chaque écarteur présente une lame courte à angle droit sur une extrémité et une lame légèrement plus longue sur l'extrémité inverse, toutes deux dotées de bords arrondis et non traumatiques pour prévenir les ecchymoses tissulaires. Le manche central plat et plein offre aux assistants chirurgicaux un contrôle manuel stable et antidérapant.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Farabeuf pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest