



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Auriculaire Cooley

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Auriculaire Cooley

SKU RM-CAR-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit modèle	RM-CAR-1-1	\$64
Modèle moyen	RM-CAR-1-2	\$69
Grand modèle	RM-CAR-1-3	\$74

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur auriculaire Cooley est un instrument de chirurgie cardiaque de premier plan, spécifiquement conçu pour offrir une visualisation claire et atraumatique de l'oreillette gauche et de l'anneau de la valve mitrale lors des interventions à cœur ouvert. Doté d'une palette distale à courbure anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens de soulever proprement la paroi auriculaire et le septum interauriculaire, créant ainsi une ligne de mire dégagée pour l'inspection et la réparation valvulaire.

Conçu pour une portée optimale dans les cavités profondes, ce modèle d'écarteur auriculaire Cooley présente une longueur structurelle uniforme de 24 cm qui maintient les mains de l'assistant en toute sécurité à distance du champ opératoire principal. L'instrument est fabriqué en trois tailles de lames sélectionnables : Petite (\$64), Moyenne (\$69) et Grande (\$74), permettant aux équipes chirurgicales de s'adapter aux dimensions de la chambre auriculaire de chaque patient. Sa tige fine et son manche plat ergonomique et équilibré assurent une contre-traction manuelle sans fatigue pendant les sutures intracardiaques délicates.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur auriculaire Cooley pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie cardiothoracique du monde entier une résistance supérieure à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité fiable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest