



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bailey 肋骨合子

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bailey 肋骨合子

SKU RM-BRC-1

\$159 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Bailey 肋骨合子	全長 20 cm、爪状チップ、手動圧縮式	\$159
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$159

製品詳細

Bailey 肋骨合子（別名：Bailey-Gibbon 肋骨近似器）は、開胸術後に離開した肋骨を近接させるための特殊な胸部外科用器具です。制御された機械的圧縮によって広げられた肋骨を引き寄せることで、術者は過度な張力をかけたり骨折を誘発したりすることなく、肋間縫合糸を配置し締め付けることができます。

解剖学的に強固な把持ができるよう設計されたこの Bailey 肋骨合子モデルは、全長 20 cm で、開胸部位に対して十分なリーチを確保します。ワーキングエンドには、隣接する肋骨の上下縁を滑ることなく確実に捉えるよう輪郭形成された、強固で湾曲した爪状の先端部が組み込まれています。サムスクリュー機構により、外科医は圧縮力を微調整することができ、閉鎖の間、胸壁を解剖学的な整復状態に保持します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアムサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker 製の Bailey 肋骨合子は、高い圧縮トルクや繰り返しの高圧蒸気滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、心臓血管外科や外傷外科チームに長期的な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest