



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Intraoral Bauer para Incisura Sigmoide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador Intraoral Bauer para Incisura Sigmoide

SKU RM-BSNIOR-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Sem Guia de Luz (Esquerda ou Direita)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Com Guia de Luz por Fibra Óptica (Esquerda ou Direita)	RM-BSNIOR-1-2	\$149

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Intraoral Bauer para Incisura Sigmoide é um instrumento cirúrgico bucomaxilofacial especializado, desenvolvido especificamente para fornecer uma exposição segura e estável do ramo mandibular durante cirurgias ortognáticas e reconstrutivas. Projetado com uma ponta anatômica contornada para se alojar diretamente na incisura sigmoide da mandíbula, este instrumento permite que os cirurgiões afastem o músculo masseter e o envelope periosteal com segurança, mantendo-os longe da instrumentação de corte.

Projetado para versatilidade processual, este Afastador Intraoral Bauer para Incisura Sigmoide é oferecido em orientações dedicadas à Esquerda e Direita para se adequar à anatomia do paciente. Possui uma lâmina levemente curva combinada com um cabo em gancho oco que proporciona alavancagem ergonômica e controle livre de fadiga. Os cirurgiões podem escolher entre um modelo padrão (\$79) e uma configuração iluminada (\$149) que apresenta um guia de luz de fibra óptica integrado, fornecendo iluminação sem sombras em corredores intraorais profundos.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Intraoral Bauer para Incisura Sigmoide não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora, oferecendo aos cirurgiões bucomaxilofaciais alta durabilidade e precisão cirúrgica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest