



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Weitlaner Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Weitlaner Retractor

SKU RM-WR-SERIES-1

\$94 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
4" до 4 ½" (10-11.5 cm) — 2×2 или 2×3 зубцов	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" до 5 ½" (13-14 cm) — 3×4 зубца	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3×4 зубца	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3×4 зубца	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5×6 зубцов	RM-WR-SERIES-1-5	\$114

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Weitlaner Retractor — это признанный во всем мире самодержащийся хирургический инструмент, специально разработанный для надежной фиксации мягких тканей и краев раны без участия рук ассистента при проведении общих, ортопедических, пластических и нейрохирургических операций. Оснащенный изогнутыми наружу многозубчатыми губками, управляемыми надежным механическим реечным замком (кремальерой), этот инструмент удерживает границы разреза под постоянным натяжением, устраняя усталость рук ассистента и обеспечивая беспрепятственный обзор операционного поля.

Линейка Weitlaner Retractor, созданная в соответствии с клиническими стандартами, включает широкий размерный ряд: от 4" до 4 ½" (10-11.5 cm, \$94) с зубцами 2×2 или 2×3 для малых разрезов; 5"-5 ½" (13-14 cm, \$99) с зубцами 3×4 для средних ран; 6 ½" (16.5 cm, \$104) с зубцами 3×4 для общей хирургии и операций на позвоночнике; 8" (20 cm, \$109) с зубцами 3×4 для глубокой ретракции тканей; и 9 ½"-10" (24-25.5 cm, \$114) с зубцами 5×6 для максимальной глубины и разведения крупных мышц.

Изготовленные вручную из немецкой нержавеющей стали премиум-класса для операционных, зубцы доступны в остроконечном или тупом исполнении в зависимости от чувствительности тканей.

Retractor Maker производит Weitlaner Retractor с антибликовым сатиновым покрытием, что позволяет инструменту выдерживать многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает операционным блокам, травматологическим отделениям и амбулаторным хирургическим центрам по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest