



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Allport Mastoid-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Allport Mastoid-Retraktor

SKU RM-AMR-1

\$59 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Allport Mastoid-Retraktor	10.2 cm Gesamtlänge, 4x4 scharfe Zinken	\$59
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Allport Mastoid-Retraktor ist ein unverzichtbarer selbsthaltender chirurgischer Retraktor, der speziell für otologische und schädelbasischirurgische Eingriffe entwickelt wurde, die eine stetige, freihändige Freilegung des Schläfenbeins erfordern. Durch das Zurückhalten des retroaurikulären Lappens und des Periosts mit scharfen, ineinandergreifenden Zinken entlastet dieses Instrument das OP-Personal und schafft gleichzeitig einen ungehinderten mikroschirurgischen Korridor.

Dieser Allport Mastoid-Retraktor wurde für eine präzise Spannung in beengten Arbeitsfeldern konzipiert und verfügt über eine Gesamtlänge von 10.2 cm (ca. 4 Zoll) sowie eine 4x4-Konfiguration der scharfen Zinken. Der integrierte Rändelschraubengriff ermöglicht es dem Operateur, die Spreizung der Valven millimetergenau einzustellen und so einen kontrollierten Gegenzug zu gewährleisten, der das Einreißen von empfindlichem Periostgewebe verhindert.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien satinierten Oberfläche, stellt Retractor Maker den Allport Mastoid-Retraktor so her, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält, was HNO- und neurochirurgischen Teams zuverlässige Haltekraft und Langlebigkeit garantiert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest