



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hasson S

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hasson S

SKU RM-HSR-LAP-1

\$24 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Design Rígido — 10.0 mm ou 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Design Maleável — 10.0 mm ou 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Hasson S é um instrumento cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para fornecer exposição fascial segura e atraumática e elevação da parede abdominal durante a técnica laparoscópica de acesso aberto (Hasson). Projetado com uma arquitetura de extremidade dupla em formato de S, este afastador permite que os cirurgiões laparoscópicos elevem as margens fasciais umbilicais de forma limpa, proporcionando visualização direta para entrada peritoneal segura sem o risco de lesão intestinal.

Construído para versatilidade clínica, este modelo de Afastador Hasson S mantém um comprimento total fixo de 18.5 cm. O instrumento oferece perfis de layout de material personalizáveis: um Design Maleável (\$44) que permite a modelagem intraoperatória personalizada para atender aos contornos exclusivos do paciente, e um Design Rígido (\$24) que fornece resistência estrutural máxima contra camadas de tecido denso. Ambos os perfis de material estão disponíveis em larguras de lâmina de 10.0 mm e 13.0 mm com bordas atraumáticas arredondadas que protegem o peritônio delicado.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Hasson S para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia laparoscópica e geral em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest