



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Farr

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Farr

SKU RM-FSR-1

\$34 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
4 cm — Hoja plana o punta aguda	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Hoja plana o Punta aguda	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Hoja plana o Punta aguda	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Hoja Plana o Punta Aguda	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Hoja Plana o Punta Aguda	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Hoja plana o punta aguda	RM-FSR-1-6	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Farr es un retractor quirúrgico ágil y autoexpandible, diseñado específicamente para permitir la separación de los márgenes de la herida sin manos durante procedimientos de cirugía plástica, pediátrica y oftalmológica fina. Utilizando un chasis de alambre elástico en bucle, este instrumento aplica una contratracción suave y continua que separa los tejidos sin necesidad de voluminosos trinquetes mecánicos ni la intervención manual de un asistente.

Diseñado para incisiones de tamaños delicados, el Separador de Farr ofrece amplias opciones de personalización en seis incrementos de longitud: 4 cm (\$34), 5 cm (\$36), 5.5 cm (\$38), 6 cm (\$40), 7.8 cm (\$42), y un perfil extendido de 14 cm (\$44). Los cirujanos pueden elegir entre dos geometrías de punta especializadas: Hojas Planas diseñadas para sujetar colgajos cutáneos y mucosas de forma atraumática sin perforaciones, o Puntas Agudas diseñadas para un enganche firme y antideslizante en tejidos subcutáneos fibrosos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con alta memoria elástica y un acabado satinado mate libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador de Farr para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros quirúrgicos de todo el mundo una resistencia elástica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest