



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores deltoides Browne

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores deltoides Browne

SKU RM-BDR-1

\$109 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los separadores deltoides Browne son instrumentos ortopédicos especializados, diseñados específicamente para proporcionar una retracción amplia y antideslizante del músculo deltoides durante procedimientos de reconstrucción abierta de hombro. Diseñados con una hoja anatómica curva expansiva que se adapta suavemente bajo los colgajos musculares, estos separadores distribuyen la contra-tracción de manera uniforme para proteger las fibras del músculo deltoides y el nervio axilar de la compresión focal.

Construidos para un apalancamiento articular pesado, la serie de separadores deltoides Browne está disponible en tres longitudes totales seleccionables: 10 ¾" (\$109), 11 ½" (\$114) y 12 ¼" (\$119). Los cirujanos pueden configurar el extremo de trabajo en cuatro diámetros de hoja estandarizados: 40 mm, 45 mm, 50 mm y 57 mm, lo que garantiza una separación precisa del tejido tanto para pacientes delgados como musculosos. Su mango ergonómico proporciona al asistente quirúrgico un apalancamiento mecánico superior, manteniendo las manos alejadas de la instrumentación de fresado y placa.

Mecanizados a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado satinado mate libre de reflejos, Retractor Maker fabrica los separadores deltoides Browne para resistir un alto torque ortopédico y ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, brindando a los equipos de reconstrucción de hombro y medicina deportiva una durabilidad clínica inquebrantable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest