



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tessier マリアブル リボン リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tessier マリアブル リボン リトラクター

SKU RM-TMRR-22-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
細幅ブレード — 22 cm length, 細幅可塑性スパチュラー 眼窩底探索、内眥アプローチ、小児頭蓋顎顔面用	RM-TMRR-22-1-1	\$44
中サイズブレード — 22 cm length, 中サイズ可塑性スパチュラー 標準的な眼窩縁の術野展開、頬骨弓および上顎骨切り術用	RM-TMRR-22-1-2	\$44
ワイドブレード — 22 cm length, 幅広可倒式スパチュラー 広範囲の前頭皮弁挙上、冠状切開アプローチ、および眼球保護用	RM-TMRR-22-1-3	\$44
3種セットパック — ナロー・ミディアム・ワイド組合せ — 全顔面骨アプローチ用頭蓋顎顔面可塑性トレイフルセット	RM-TMRR-22-1-4	\$94

製品詳細

Tessier マリアブル リボン リトラクターは、複雑な顔面再建術において安全で非外傷的な軟部組織の変位と眼球保護を提供するために特別に設計された、頭蓋顔面、形成外科、および眼窩外科用の特殊リトラクターです。延性に富んだマリアブル（可塑性）リボン構造を採用しており、術中に眼窩縁、頬骨、上顎骨の周囲に合わせてブレードを自由に成形できるため、繊細な眼窩周囲組織に局所的な圧迫壊死を引き起こすことなく、安定した組織牽引を可能にします。

頻繁なオートクレーブ滅菌に耐え、高い耐食性を維持するように構築されたこの Tessier マリアブル リボン リトラクターは、全長 22 cm (\$44) の仕様となっています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されており、基部ブレード径/厚さ 9 mm、器具重量 0.100 kg という設計により、最適な触覚感度を実現しています。製品ラインナップは、ナロー、ミディアム、ワイドの3つのブレード幅から選択可能なほか、これらすべてを組み合わせた包括的な3点セット

へのアップグレード（\$94 / +\$50.00のオプションアップグレード）も可能です。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Tessier マリアブル リボン リトラクターは、術中の繰り返しの曲げ作業や病院での再処理サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の顎顔面外科、形成外科クリニック、頭蓋顔面センターへ、優れた延性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest