



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Henahan

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Henahan

SKU RM-HNHR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
17 cm (approx. 6.7") — Tamaño 2 Hoja roma	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Hoja roma tamaño 2	RM-HNHR-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Henahan es un retractor quirúrgico oral, dental y maxilofacial esencial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y no traumático de las mejillas, labios y colgajos mucoperiosticos durante procedimientos intraorales. Diseñado con una hoja de curvatura anatómica, este separador protege los tejidos blandos de las fresas dentales rotatorias e instrumentos de corte, manteniendo un corredor visual amplio sobre la cresta alveolar.

Construido para un acceso clínico variable, este modelo de Separador Henahan presenta una configuración de hoja roma estándar Tamaño 2, diseñada para prevenir laceraciones mucosas localizadas. Los cirujanos pueden elegir entre dos longitudes de cuerpo en el menú de compra: un modelo estándar de 17 cm (\$44) para acceso oral rutinario o un modelo extendido de 20 cm (\$49) para procedimientos maxilofaciales y retromolares profundos. Su mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual estable y sin fatiga durante operaciones prolongadas.

Mecanizado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Henahan bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para clínicas dentales, de cirugía oral y reconstrucción facial en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest