



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель реберный Finochietto (Modif)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль реберный Finochietto (Modif)

SKU RM-FMR-299-1

\$299 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Горизонтальная реечная рама	Плоская направляющая для расширения до 120 mm
2 (фиксированная пара)	Фиксированные изогнутые бранши	Окончатые латеральные бранши 14 mm x 15 mm, адаптированные к форме ребер
1	Винтовой замок в сборе	Механизм для обеспечения оптимальной хирургической ретракции
2	Эргономичные плечи расширителя	Облегченные рукоятки для снижения утомляемости пользователя
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель реберный Finochietto (Modif) — это специализированный торакальный ретрактор, разработанный для безопасного, постепенного разведения ребер и обеспечения доступа к грудной стенке при передней и боковой торакотомии. Оснащенный фиксированными окончатыми боковыми браншами, этот модифицированный инструмент позволяет хирургам прикладывать калиброванное механическое усилие к деликатным структурам ребер, предотвращая переломы и поддерживая стабильный обзор плевральной полости.

Данная конфигурация Finochietto (Modif) (\$299) оснащена облегченной горизонтальной реечной рамой с плоской направляющей, поддерживающей ручное расширение до 120 mm для глубокого доступа. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного

класса; размеры изогнутых бранш составляют 14 mm × 15 mm, что делает их идеальными для тонких костей, а также для применения в педиатрии или у взрослых пациентов с астеническим телосложением. Винтовой замок надежно фиксирует ретракцию, а два эргономичных плеча снижают утомляемость рук хирурга.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Компания Retractor Maker производит Finochietto (Modif) с учетом многократных циклов стерилизации, обеспечивая кардиоторакальные отделения, травматологические центры и детские операционные по всему миру исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest