



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Children's Hospital Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Children's Hospital Ekartör

SKU RM-CHR-PED-1

\$39 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Children's Hospital Ekartör	14 cm toplam uzunluk, çift uçlu pediyatrik uçlar	\$39
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$39

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Children's Hospital Ekartör, hassas neonatal, pediyatrik ve yüzeysel yetişkin prosedürlerinde nazik, atravmatik doku retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir pediyatrik cerrahi ekartördür. Fonksiyonel çift uçlu mimari ile tasarlanan bu alet, pediyatrik cerrahlara tek bir alette iki farklı uç seçeneği sunarak operatif verimliliği optimize eder ve cerrahi tepsi kalabalığını azaltır.

Lokalize operatif alanlarda hassasiyet için üretilen bu Children's Hospital Ekartör modeli, 14 cm (\$39) toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma uçları, kırılğan pediyatrik anatomilerde fokal basınç nekrozunu ve kazara doku yırtılmasını önlemek için özel olarak konturlanmış pürüzsüz, parlatılmış ve yuvarlatılmış kenarlı bıçaklara sahiptir. Hafif, ergonomik olarak dengelenmiş merkezi sap, cerrahi asistanların minimum yorulma ile sabit karşı traksiyon sağlamasına olanak tanır.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten işlenen Retractor Maker, Children's Hospital Ekartörü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; pediyatrik cerrahi merkezlerine, çocuk hastanelerine ve genel ameliyathanelere yüksek korozyon direnci ve klinik güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest