



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Maxwell Flap Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Maxwell Flap Ekartör

SKU RM-MFR-4IN-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
22 mm genişlik düzeni	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm genişlik düzeni	RM-MFR-4IN-1-2	\$34

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Maxwell Flap Ekartör, ritidektomi, blefaroplasti ve yumuşak doku prosedürleri sırasında sağlam, kaymayan cilt flebi elevasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış özelleşmiş bir el tipi plastik ve rekonstrüktif cerrahi ekartördür. Keskin tırmık tipi uçlarla tasarlanan bu enstrüman, cerrahların fokal dermal yırtılmalara neden olmadan kutanöz ve subkutanöz düzlemler boyunca homojen manuel karşı traksiyon uygulamasına olanak tanır.

Dar operasyon alanlarında hassas manuel kontrol için üretilen bu Maxwell Flap Ekartör, asistanlara olağanüstü parmak ucu hassasiyeti sağlayan 4 inç (10.2 cm) sabit gövde uzunluğunu korur. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, iki seçilebilir genişlikte sunulan 4 keskin tırmık tipi uca sahiptir: lokalize yüz flepleri için 22 mm genişlik (\$29) ve geniş yanak ve boyun altı diseksiyonu için genişletilmiş 38 mm genişlik (\$34). Ergonomik düz sapı, yorulmadan kavrama stabilitesi sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Maxwell Flap Ekartör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki kozmetik ve yüz plastik cerrahi kliniklerine yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest