



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU RM-ILACF-1

\$4,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Tiefenlehre	Farbcodiert
2	Twist-Lock-Griff	Silikongriff
1	Longitudinalrahmen	Standard
1	Transversalrahmen	Standard
2	Stumpfe Valve	30 mm, silber
2	Stumpfe Valve	35 mm, blau
2	Stumpfe Valve	40 mm, rot
2	Stumpfe Valve	55 mm, schwarz
2	Stumpfe Valve	60 mm, gold
2	Stumpfe Valve	65 mm, marineblau
2	Stumpfe Valve	70 mm, hellgrün
2	Stumpfe Valve	75 mm, orange
1	Kurz gezahnte Valve	30 mm, silber
1	Kurz gezahnte Valve	35 mm, blau

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Kurz gezahnte Valve	40 mm, rot
1	Kurz gezahnte Valve	45 mm, grün
1	Kurz gezahnte Valve	50 mm, violett
1	Kurz gezahnte Valve	55 mm, schwarz
1	Kurz gezahnte Valve	60 mm, gold
1	Kurz gezahnte Valve	65 mm, marineblau
1	Lang gezahnte Valve	30 mm, silber
1	Lang gezahnte Valve	35 mm, blau
1	Lang gezahnte Valve	40 mm, rot
1	Lang gezahnte Valve	45 mm, grün
1	Lang gezahnte Valve	50 mm, violett
1	Lang gezahnte Valve	55 mm, schwarz
1	Lang gezahnte Valve	60 mm, gold
1	Lang gezahnte Valve	65 mm, marineblau
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 35 mm, blau
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 40 mm, rot
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 45 mm, grün
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 50 mm, violett
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 55 mm, schwarz
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 60 mm, gold
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 35 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 40 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 45 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 50 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 55 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 60 mm

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	CVB Spiralbohrer	8 mm Tiefe, 5¾" Länge
1	CVB Distraktor-Bohrführung	Links
1	CVB Distraktor-Bohrführung	Rechts
1	Wirbelkörperdistraktor	Links, 100 mm Schiene
1	Wirbelkörperdistraktor	Rechts, 100 mm Schiene
2	CVB Schraubendreher	Silikongriff
1	Multilevel-Distraktor	Links, 120 mm Schiene, 90 mm Verlängerung
1	Multilevel-Distraktor	Rechts, 120 mm Schiene, 90 mm Verlängerung
1	Knochentransplantathalter	8 x 15 mm Spitze, 210 mm Länge
1	Knochentransplantat-Impaktor	3 mm
1	Knochentransplantat-Impaktor	5 mm
1	Knochentransplantat-Impaktor	8 mm
1	Transplantatschneider	Verstellbare Tiefe 8.75", 7 mm Breite
1	ACF Messsschieber	9"
1	Sterilisationssieb	Passgenauer Koffer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set ist eine erstklassige All-in-One-Instrumentenplattform, die für jede Phase von anterioren zervikalen Fusionsverfahren (ACF/ACDF) entwickelt wurde. Durch die nahtlose Kombination von Weichteilexpositionsrahmen, kalibrierten Wirbelkörperdistraktoren und speziellen Instrumenten für die Knochentransplantation in einem vereinheitlichten System maximiert dieses Set die operative Effizienz bei gleichzeitiger Wahrung absoluter chirurgischer Präzision.

Das Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set wurde für eine vollständige anatomische Anpassungsfähigkeit konzipiert und verfügt über longitudinale und transversale Retraktorrahmen, zwei Twist-Lock-Griffe aus Silikon sowie eine farbcodierte Tiefenlehre. Das Valven-Sortiment umfasst 56 Retraktorvalven in stumpfen, kurz gezahnten, lang gezahnten und Mikro-Profilen (30 mm bis 75 mm). Zur Wirbelkörperrekonstruktion enthält das Set 100 mm und 120 mm Spreizdistraktoren, Bohrführungen, Spiralbohrer, Schraubendreher mit Silikongriff, einen Knochentransplantathalter, drei Impaktoren (3 mm, 5 mm, 8 mm), einen verstellbaren Transplantatschneider und einen 9" Messsschieber.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und autoklavierbarem Silikon mit blendfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das komplette Image-Line ACF

Retractor With Distraction Classic Set unsteril und voll autoklavierbar in einem robusten Sterilisationssieb, um Wirbelsäulenchirurgen kompromisslose Qualität und prozedurale Zuverlässigkeit zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest