



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Isolierter Redundant Nonconductive Wall Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Isolierter Redundant Nonconductive Wall Retractor

SKU RM-RNWR-7IN-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Mittel — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Groß — 7 in, 9.0×2.5 cm Blatt	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Large — 7 in, 9.0×3.0 cm Blatt	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Redundant Nonconductive Wall Retractor ist ein spezialisiertes gynäkologisches chirurgisches Instrument, das gezielt entwickelt wurde, um das Kollabieren von redundantem lateralen Vaginalwandgewebe in den Operationskorridor während Schlingenexzisionen (LEEP) und Laserablationschirurgie zu verhindern. Beschichtet mit einer langlebigen, hitzebeständigen und nicht leitfähigen Isolationsschicht, verhindert dieser Retraktor, dass Streuströme und thermische Lichtbögen die umliegende gesunde Vaginalschleimhaut schädigen.

In einer Standardkonfiguration mit spezieller Schutzisolierung gefertigt, weist dieses Modell des Redundant Nonconductive Wall Retractor eine Gesamtlänge von 7 Zoll (17.8 cm) auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Arbeitsblatt misst 9.0 cm in der Länge x 2.0 cm in der Breite und bietet eine breite Oberflächenunterstützung gegen laterale Vaginalfalten. Das Oberflächenprofil kombiniert hochglanzpolierte Griffschnittstellen mit einer elektrochirurgisch sicheren blauen Nylon-Isolierschicht, die wiederholtem hochfrequentem Schneiden und Koagulieren ohne dielektrischen Durchschlag standhält. Der ergonomische Flachgriff gewährleistet eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung für die Operationsassistenten.

Nach strengen klinischen Standards geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Redundant Nonconductive Wall Retractor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er gynäkologischen Operationssälen, Kolposkopiekliniken und Frauengesundheitszentren weltweit

außergewöhnliche elektrische Sicherheit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Haltbarkeit bei der Aufbereitung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest