



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Morris Retractor Single-Ended（片頭モーリス開創器）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Morris Retractor Single-Ended (片 頭モーリス開創器)

SKU RM-MRSE-23-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Morris Retractor Single-Ended	全長 230 mm (23 cm)、L字型ソリッドブレード、窓付きハンドル	\$49
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Morris Retractor Single-Endedは、主要な腹部、骨盤、胸部の手術において、広範囲かつ非侵襲的な軟部組織の変位と筋肉の牽引を実現するために特別に設計された、基本的な一般外科用レトラクターです。深い直角のブレード設計により、重い筋肉層、脂肪組織、および内臓を手術野からきれいに遠ざけることができます。

より深い到達と高い機械的レバレッジのために構築されたこのMorris Retractor Single-Endedの構成は、全長230 mm (23 cm, \$49)を特徴としています。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたブレードの形状は、実質臓器の損傷を防ぐ丸みを帯びた保持縁を備えた片頭・直角L字型のソリッドブレード構成を採用しています。ハンドル部分は、片頭シャーシに統合された窓付きグリップフレームワークを備えており、器具の重量を軽減し、数時間に及ぶ処置の間も滑りにくい手動制御を保証します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のMorris Retractor Single-Endedは、重い機械的負荷と繰り返しオートクレーブ滅菌に耐えるように製造されており、世界中の一般外科および産婦人科センターにおいて、卓越した耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest