



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Rochard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Rochard

SKU RM-RR-1

\$1,699 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Abrazadera para riel	Accesorio de fijación al riel de la mesa de operaciones
2	Barra lateral de mesa	26" (Marco de montaje)
1	Barra transversal de mesa	21" (Marco de montaje)
1	Dispositivo de fijación Rochard	Mecanismo de fijación del marco
1	Separador abdominal Rochard	50 × 90 mm
1	Separador abdominal Rochard	50 × 105 mm
1	Separador abdominal Rochard	50 × 120 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Rochard es un marco de retracción autoestático clásico montado en mesa, diseñado para ofrecer una elevación ascendente estable y una amplia exposición lateral durante procedimientos abdominales superiores. Al anclarse firmemente a ambos lados de la mesa quirúrgica, su construcción de puente bilateral elimina el esfuerzo físico continuo de la retracción manual mientras mantiene una exposición rígida del reborde subcostal y de las estructuras viscerales profundas.

Diseñado para la retracción pesada de la pared abdominal, el sistema de Separador Rochard consta de dos robustas abrazaderas para riel, dos barras laterales/verticales de 26 pulgadas, una barra transversal de 21 pulgadas y un dispositivo de fijación Rochard dedicado. El mecanismo de tensión por tornillo permite a los cirujanos ejercer una palanca ascendente potente y microajustable sobre las tres valvas abdominales anchas

incluidas (50 × 90 mm, 50 × 105 mm y 50 × 120 mm) para elevar el arco costal sin riesgo de deslizamiento.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Rochard bajo estrictas especificaciones hospitalarias, proporcionando a los equipos quirúrgicos de todo el mundo una durabilidad confiable y compatibilidad total con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest