



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Krasky Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Krasky Retractor

SKU RM-KRK-28-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Krasky Retractor	寸法/詳細: 全長 28 cm、ブレード 50 × 25 mm、鋭爪6本・同梱数: 1	\$99
保護スリーブ / 外箱	寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・同梱数: 1	\$99

製品詳細

Krasky Retractorは、主要な腹部および整形外科手術において、信頼性の高い滑りにくい筋肉変位と術野の展開を提供するために特別に設計された、深部腔用として不可欠な手術器具です。細長い湾曲ブレードを備えたこのリトラクターは、手術助手が術野に滑り込むことなく、厚い組織塊に対して安定したカウンタートラクションをかけることを可能にします。

強力な手術用カウンタートラクション向けに構築されたこの専用のKrasky Retractor構成は、全長28 cm (\$99) です。最高級のドイツ製サージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、作用端には6本の鋭いレイク型の爪を備えた長さ50 mm × 幅25 mmの湾曲ブレード形状が組み込まれており、高密度の線維組織や厚い筋層を確実に捉えます。人間工学に基づいたハンドルは、手術助手に優れた手動レバレッジを提供し、数時間にわたる手術露出時の手の疲労を軽減します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のKrasky Retractorは、病院での繰り返しのオートクレープサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の一般外科、整形外科、および外傷外科チームに、卓越した耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレープ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest