



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Holzimer Self-Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Holzimer Self-Retaining Retractor

SKU RM-HSRR-4IN-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Самоудерживающийся ретрактор Holzimer — 4" (10 cm) длина, 4×4 разводных зубца (острых или тупых)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Holzimer Self-Retaining Retractor является незаменимым инструментом для малой хирургии, специально разработанным для обеспечения надежного разведения краев раны и стабильной экспозиции тканей во время поверхностных хирургических вмешательств. Благодаря ультракомпактному корпусу этот ретрактор позволяет хирургу надежно фиксировать края раны, освобождая руки ассистента и сохраняя беспрепятственный обзор в узких операционных зонах.

Данная модель Holzimer Self-Retaining Retractor, выполненная в едином эргономичном профиле для работы в ограниченных пространствах, имеет общую длину 4 дюйма (10 см, \$49). Его рабочие концы представляют собой конфигурацию зубцов 4×4, изогнутых наружу для надежной фиксации за кожные края и поверхностные фасциальные слои. Хирурги могут выбрать инструмент с острыми кончиками для фиксации плотных фиброзных тканей или с тупыми кончиками для защиты нежных нервно-сосудистых структур. Встроенный прецизионный винтовой привод обеспечивает плавное, микрорегулируемое разведение браншей, которые остаются заблокированными под действием противотяги без случайного проскальзывания.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Holzimer Self-Retaining Retractor производства Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая клиникам пластической, общей хирургии и хирургии кисти исключительную структурную стабильность, коррозионную стойкость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest