



製品パンフレット

口唇・頬粘膜レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



口唇・頬粘膜レトラクター

SKU RM-LCR-26-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
口唇・頬粘膜レトラクター	寸法/詳細: 全長 26 cm、曲線非侵襲的ブレード、フラットハンドル・数量: 1	\$49
保護スリーブ / 箱	寸法/詳細: 個別輸送用包装・数量: 1	\$49

製品詳細

口唇・頬粘膜レトラクターは、下顎および顎矯正の介入中に唇、頬、口腔粘膜を安全かつ非侵襲的に変位させるために特別に設計された、口腔顎顔面外科および歯科手術に不可欠な開創器です。頬組織のエンベロープにスムーズに適合する曲線ブレードで設計されており、広い術野を維持しながら、回転するロータリーバーや鋸から軟組織を保護します。

深部の口腔内通路における下顎へのアクセスを最適化するために構築されたこの専用の口唇・頬粘膜レトラクター構成は、全長 26 cm (\$49) を特徴としています。プレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、その延長されたリーチにより、助手は歯列弓周囲の混雑を避けながら、術野の外側から安定した対抗牽引を維持できます。滑らかに研磨されたブレード縁は、粘膜層全体に保持力を均等に分散させ、局所的な組織の挫傷や裂傷を防ぎます。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の口唇・頬粘膜レトラクターは、繰り返しの病院での滅菌サイクルに耐えるように製造されており、世界中の歯科、口腔外科、顔面再建クリニックに、高い耐食性、揺るぎない構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest