



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Retractor Articulado Esofágico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Retractor Articulado Esofágico

SKU RM-EAR-299-1

\$299 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Vástago de 5 mm	RM-EAR-5-1	\$299
Vástago de 10 mm	RM-EAR-10-1	\$299

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Retractor Articulado Esofágico es un retractor y disector quirúrgico laparoscópico indispensable, diseñado específicamente para proporcionar movilización esofágica segura y no traumática, exposición hiatal y paso retrogástrico durante la cirugía bariátrica y antirreflujo. Diseñado con una punta distal articulada capaz de doblarse más allá de los 90 grados, este instrumento se adapta suavemente alrededor de la unión gastroesofágica, permitiendo a los cirujanos establecer una ventana retroesofágica limpia sin comprimir los troncos vagales adyacentes ni lacerar la frágil musculatura esofágica.

Construido según las especificaciones del marco clínico, este modelo de Retractor Articulado Esofágico (299 \$) ofrece opciones de diámetro de vástago versátiles de 5 mm o 10 mm, con longitudes de trabajo que van desde 330 mm hasta 375 mm (longitud total del instrumento de 438 mm a 487 mm). Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la característica de diseño del extremo de trabajo está equipada con una fenestración de punta dedicada diseñada específicamente para pasar bandas bariátricas, cintas quirúrgicas o drenajes Penrose de tracción a través del espacio retroesofágico. La capacidad de articulación de la punta se dobla en un ángulo de más de 90°, gobernada por una rueda de control ergonómica en el mango que bloquea rígidamente la orientación.

Forjado con un acabado mate satinado antideslumbrante, Retractor Maker produce el Retractor Articulado Esofágico para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de operaciones bariátricas, quirófanos de cirugía de la parte superior del tracto gastrointestinal y centros clínicos mínimamente invasivos en todo el mundo una estabilidad mecánica inigualable, resistencia a la corrosión y

durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest