



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Judd-Masson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Judd-Masson

SKU RM-JMSR-399-1

\$399 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco base autoestático de alta resistencia	Chasis multipunto diseñado para una amplia visibilidad 3D
2	Valvas laterales planas fijas	Paneles de 69 mm de profundidad orientados hacia afuera con fenestraciones protectoras de 90 grados
1	Componente de valva central ajustable	Valva plana sólida configurada para adaptarse de forma segura a estructuras de órganos internos
1	Conjunto de doble bloqueo de cremallera manual	Clips de bloqueo mecánicos dobles que gestionan los ajustes de expansión para ambos sistemas de valvas
2	Brazos de pinzas retráctiles ergonómicos	Mangos estructurados ligeros fabricados con bordes suaves protectores de tejido
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Judd-Masson es un sistema de retracción quirúrgica pélvica y urológica aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento visceral y de tejidos blandos multidireccional y seguro durante procedimientos urológicos suprapúbicos abiertos. Diseñado con un chasis multipunto ultra rígido, este instrumento mantiene abiertos la pared abdominal, los músculos rectos y los márgenes vesicales bajo tensión mecánica bloqueada, eliminando la fatiga manual del asistente y preservando un corredor visual estático y amplio hacia el lumen de la vejiga.

Construido según especificaciones de estándares clínicos, este juego completo de Separador Autoestático Judd-Masson (\$399) cuenta con un marco base autoestático de alta resistencia diseñado para una amplia visibilidad 3D dentro de los espacios pélvicos y abdominales. Fabricado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema presenta una profundidad estructural operativa estándar de 68 mm combinada con un perfil de profundidad de valva lateral de 69 mm con paneles de tejido laterales orientados hacia afuera y fenestraciones protectoras de 90 grados. Su valva central plana sólida ajustable se adapta de forma segura a las estructuras de los órganos internos profundos, mientras que el conjunto de doble bloqueo manual de cremallera gestiona los ajustes de expansión para ambos sistemas de valvas hasta un límite máximo de riel horizontal de 120 mm.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Autoestático Judd-Masson para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de urología, centros de reconstrucción pélvica y salas de cirugía general de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest