



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter StrongArm システム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter StrongArm システム

SKU RM-BSA-1

\$899 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Bookwalter StrongArm ポジショニングアーム	3関節式ポジショニングシステム一式
1	フィールドポスト	12" (30 cm) または 18" (45 cm) から選択可能

製品詳細

Bookwalter StrongArm システムは、手術中に Bookwalter および互換性のある自動開創器システムを安定して保持するように設計された手術台取り付け型サポートアームであり、手術チームを徒手開創から解放します。完全な3関節式ポジショニングアームにより、取り付けられたリングフレームの高さ、リーチ、および角度を調整し、その位置でロックすることが可能です。

本システムには、患者の位置や術野の深さに合わせて作業高さを調整できるよう、12" (30 cm) または 18" (45 cm) のいずれかのフィールドポストが付属しています。価格はフィールドポストの長さにより \$899 から \$1,099 となります。見積もり依頼時にご希望の構成をご確認ください。

すべてのコンポーネントは非磁性の手術用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造され、安全な保護パッケージで出荷されます。Bookwalter StrongArm システムは未滅菌で提供され、再利用およびオートクレーブが可能です。使用前に各施設の検証済み手順に従って洗浄・滅菌を行ってください。

Retractor Maker は、パキスタン、シアルコート 51310、ロラス・ロード、Sardaar Saleem Medident Hospital 付近の施設から Bookwalter StrongArm システムを直接製造し供給しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest